

9. Sostituire la sacca di raccolta utilizzata con una sacca nuova



10. Aprire la clip bianca



11. Annotare la data di rimozione della sacca staccata e il quantitativo drenato nella tabella qui a fianco.
Il drenaggio alla fine della procedura deve avere la clip bianca aperta, la clip rossa chiusa



12. Conservare le sacche di raccolta in un ambiente fresco (non in frigo).

13. Portare le sacche di raccolta in ambulatorio alla visita di controllo per lo smaltimento.

Attenzione

- Se la clip bianca rimane chiusa alla fine della procedura il drenaggio potrebbe ostruirsi.
Controlla bene di aver aperto la clip bianca alla fine della procedura.
- Non inserire mai corpi estranei nel drenaggio.

Registro svuotamento sacca

DATA	ML (QUANTITÀ)

CONTATTI

Dipartimento Chirurgico Coordinatore Infermieristico

Sandra Menegoz
tel. 0434 659230

Dipartimento Chirurgico Infermieri

tel. 0434 659038
0434 659386



© Centro di Riferimento Oncologico di Aviano IRCCS - Istituto Nazionale Tumori
Resp. Scientifico collana *CROinforma*: Silvia Franceschi (Direttore Scientifico CRO)
Coordinamento editoriale e di redazione: Ivana Truccolo (Resp. Biblioteca CRO)
Revisione del testo: Emanuela Ferrarin, Chiara Cipolat Mis (Biblioteca CRO)
Conforme ai requisiti di ETHIC per la valutazione della comprensibilità, trasparenza e appropriatezza
Grafica e impaginazione: Nancy Michilin (Direzione Scientifica - Biblioteca CRO)
Immagini: © CRO Aviano; © Shutterstock

Questo pieghevole è stato ristampato nel mese di marzo 2020.
Stampato su carta FSC MIX CREDIT presso Arti Grafiche CM Prata di Pordenone.



Il drenaggio

Istruzioni per svuotarlo a domicilio



Testi: Anna Biddau, Elena Brusadin, Natalja Kobilina, Antonio Presotto, Jenica Raicu, Elena Vidoni, Sonia Vialmin, infermiere e OSS, SOC Chirurgia Oncologica, CRO Aviano
Sandra Menegoz, infermiere coordinatore, SOC Chirurgia Oncologica, CRO Aviano

Gentile utente, in questo opuscolo troverà le istruzioni per svuotare a domicilio il suo drenaggio

1. Eseguire la procedura **tutti i giorni alla stessa ora**
2. Lavare le mani con acqua e sapone per almeno 2 minuti e asciugarle accuratamente



3. Chiudere la clip bianca il più vicino possibile al drenaggio



(clip aperta)



(clip chiusa)

4. Aprire la clip rossa



5. Svitare la sacca di raccolta per espandere il volume del soffietto



(chiusa)




(aperta)

6. Riavvitare la sacca di raccolta



7. Schiacciare con forza il drenaggio dall'alto verso il basso accertandosi di aver svuotato i liquidi



8. Chiudere la clip rossa prima di staccare la sacca di raccolta

